

1. 检测套件含以下物品:

- 一本信息手册, 请首先阅读此信息手册
- 此使用说明单
- 一个密封包装的拭子
- 一个带盖的塑料试管
- 一个塑料密实袋
- 一张用于填写个人资料后贴在试管上的粘性标签
- 一张供您填写的同意书
- 一个预印回邮地址的快递袋
- 可能含有一份调查问卷。


重要事项

- 如果您已怀孕则不得使用此检测套件
- 如果您正处于月经期, 请在月经结束后检测
- 请尽快送回检测标本
- 最好在工作日检测, 以便将检测标本尽快送回实验室。

2. 填写同意书

请确保您已阅读研究介绍并已填写同意书。

3. 实施检测



- 请洗手
- 取下空试管盖
- 打开密封包装, 取出拭子, 在尽量靠近红色标记处持住拭子杆, 这有助于掌握拭子插入深度
- 将拭子插入阴道中
- 轻轻旋转拭子大约20秒钟。您应该不会感到疼痛或不适。

如果出错怎么办?

如果发生以下情况, 您可以继续完成检测:


- 拭子接触到您的手指
 - 拭子掉在干燥表面
 - 拭子已插入阴道但您不确定深度是否正确。
- 如果您仍然担心自己出错, 请致电研究护士。

4. 将拭子放回试管中

- 拭子不得接触任何物品否则会被污染




- 将拭子杆抵靠在试管口边缘处, 以便在红色标记处折断拭子杆



- 把试管盖盖在试管上并拧紧
- 请洗手。

5. 把标签贴在试管上



- 重要事项: 在标签上填写检测日期和时间, 然后粘贴在试管上
- 贴好标签后, 将试管放入密实袋中。

如果出于某种原因我们未能从您的拭子上获得结果, 我们会另外发送一个检测套件。

如果您对实施检测有任何问题, 请联系我们的研究护士:
Jane Grant:
hpvstudy@waitematadhb.govt.nz
021 195 3439

记住, 您可以观看检测视频。
详细情况见邀请函。

6. 送回检测标本

1. 确保已在标签上注明检测日期和时间, 已在同意书上注明您的种族。



2. 将同意书和填写的调查问卷 (如果有) 放入密实袋侧边的口袋中。
3. 将密实袋放入预印回邮地址的快递袋中。
4. 请尽快将快递袋中的检测标本送回实验室。

发送前,
请将检测标本
存放在室温下。



发送快递袋中的检测标本时,
您可以...

✓ 送到附近的 *LabTests* 采集中心,
采集中心分布地址见
www.labtests.co.nz/collectioncentres

✓ 或 送到您的家庭医生诊所

✓ 或 致电 0800 268 743
联系快递公司免费提取

✓ 或 在以下网站上预订快递提取:
<http://courierpickup.courierpost.co.nz>

✓ 或 交到 *NZ PostShop* (免邮费)
- 请勿放入邮政信箱中,
因为检测标本可能需要
很长时间才会送返实验室