

1. 키트 구성품

- 안내 책자 - 검사 전에 읽으십시오.
- 본 설명서.
- 밀봉된 팩에 들어있는 면봉.
- 뚜껑이 있는 플라스틱 튜브.
- 지퍼백.
- 튜브에 낱자를 적어 붙일 라벨.
- 참가자가 작성해야 할 동의서.
- 수신인의 주소가 기재된 쿠리어 봉투.
- 설문지가 포함되어 있는 경우도 있습니다.


중요사항

- 임신 중에는 본 키트를 사용하지 마십시오.
- 생리 중일 경우 생리가 끝난 후에 검사를 하십시오.
- 채취된 검체는 가능한 빨리 보내십시오.
- 검체가 연구소에 빨리 도착할 수 있도록 평일에 검사를 하시는 것이 가장 좋습니다.

2. 동의서 작성

연구에 대한 설명을 읽고 동의서를 작성했는지 확인하십시오.

3. 검사하기



- 손을 씻습니다.
- 빈 튜브의 뚜껑을 엽니다.
- 밀봉된 팩을 열어 면봉을 꺼냅니다. 면봉 스틱의 빨간색 표시 부분 가까이를 손으로 잡습니다. 이 표시는 면봉을 어느 깊이까지 넣어야 하는지 알려줍니다.
- 면봉을 질 안으로 넣습니다.
- 아픔이나 불편함이 느껴지지 않도록 면봉을 약 20초 동안 천천히 회전합니다.

실수를 하면 어떻게 해야 하나요?

다음의 경우에는 검사를 계속하십시오


- 면봉을 손가락으로 만졌을 경우.
 - 면봉을 건조한 표면에 떨어뜨렸을 경우.
 - 면봉을 질 안에 넣었지만 정확한 깊이에 넣었는지 확인할 수 없는 경우.
- 만약 실수를 한 것 같아서 염려가 된다면 연구간호사에게 연락하시기 바랍니다.

4. 면봉을 튜브에 넣기

- 채취된 검체가 오염될 수 있으니 면봉을 아무것과도 접촉하지 마십시오.




- 면봉 스틱의 빨간색 표시 부분을 튜브 입구의 가장자리에 대고 부러뜨립니다.



- 튜브의 뚜껑을 돌려서 잘 닫습니다.
- 손을 씻습니다.

5. 튜브에 라벨 붙이기



- 중요사항: 라벨에 검사를 시행한 날짜를 기재해 튜브에 붙입니다.
- 라벨을 붙인 튜브를 지퍼백 안에 넣습니다.


어떠한 이유로 채취된 검체에서 결과를 얻을 수 없을 경우, 새 키트를 보내드립니다.

검사와 관련해 문의사항이 있으실 경우,
연구간호사에게 연락하시기 바랍니다.
제인 그랜트(Jane Grant):
hpvstudy@waitematadhb.govt.nz
021 195 3439

본 검사에 대한 동영상을 시청하실 수 있습니다.
자세한 정보는 안내장을 참고하시기 바랍니다.

6. 검사팩 보내기

1. 동의서에 검사를 시행한 날짜와 시간, 그리고 본인의 인종을 적었는지 확인하십시오.



2. 작성된 동의서와 설문지를 지퍼백의 사이드 포켓 안에 넣으십시오.
3. 지퍼백을 수신인의 주소가 기재된 쿠리어 봉투 안에 넣으십시오.
4. 쿠리어 봉투에 넣은 검사팩을 가능한 빨리 연구소로 보내십시오.

발송 전까지
검사팩을
실온에
보관하십시오.



다음 중 하나를 선택해 검사팩이 담긴 쿠리어 봉투를 보내십시오...

인근의 랩 테스트 컬렉션 센터에 전달
www.labtests.co.nz/collectioncentres

또는 본인의 가정의 클리닉에 전달

또는 0800 268 743 로 전화해서 무료
쿠리어 픽업 신청

또는 <http://courierpickup.courierpost.co.nz>
에서 무료 쿠리어 픽업 신청

또는 우체국을 방문해 전달 (무료)
- 우체통에 넣지 마십시오. 연구소에
도착하는데 오래 걸릴 수 있습니다.